

TT-HEADFIX K-LIGHT™ MINI

TRAUMA



- SÄKER
- STABIL
- ANVÄNDARVÄNLIG



TT-Headfix K-Light™ Mini är ett engångs immobiliseringskoncept med separata kardborreförsedda huvudkuddar. Optimerad för styrka och miljökrav. Utgör det naturliga komplementet till TT-Cover K-Light™ Mini, där inte den heltäckande lösningen efterfrågas.



ESON COMFORT
Idé-Möbler i Landeryd AB
Centrumvägen 7
SE-314 94 LANDERYD

Tel +46 (0)371-40051
info@esoncomfort.com

Copyright 2016 Eson Comfort / Idé-Möbler i Landeryd AB.

All rights reserved

PRODUCTINFORMATION

TT-Headfix K-Light™ Mini är ett engångs immobiliseringskoncept med separata kardborreförsedda huvudkuddar, för TraumaTransfer™ Mini. Huvudfixeringen är en fusion mellan Anders ursprungliga IMMOB™-koncept och TT-Headfix K™ Mini. Den är utvecklad för ett enkelt handhavande och en säker immobilisering. I denna lösning används ett separat skydd för madrassen. Använt TT-Headfix K-Light™ destrueras genom förbränning för att återinvestera energiinnehållet.

OBS! Innehåller inte polyuretan som frigör cancerogena ämnen vid förbränning.

ART.NO	NAMNE
TTHEADFIXKL	TT-Headfix K-Light™ Immobilisering av huvud/nacke för TraumaTransfer™ (25 st)
TTHEADFIXKLM	TT-Headfix K-Light™ Mini Immobilisering av huvud/nacke för TraumaTransf. (25st)
TTHEADFIXKLNH	Huvudkudde för TT-Headfix K-Light™ (20st) (beställs separat)
TTHEADFIXKLMH	Huvudkudde för TT-Headfix K-Light™ Mini (20st) (beställs separat)

Tillval / reservdelar

Specialstorlekar, specialtillämpningar mm.

CE Registrationcode 344-2757-118173

ESON COMFORT
www.esoncomfort.se
"WE INVENT THE FUTURE"